

3D Shield

Tamis d'urinoir



Applications :

Le port de gants de protection est recommandé lors de l'utilisation de ce produit. Retirez le 3D Shield de son emballage et enlevez les onglets pour définir la date de remplacement. Placez au fond de l'urinoir, d'un côté ou de l'autre. Remplacez après 30 jours.

Avantages :

- Libère deux fois plus de parfum que les tamis concurrents
- L'installation se fait qu'en quelques secondes et s'installent des deux côtés afin d'éliminer les erreurs d'installations
- Conforme aux COV
- 100 % recyclable
- Libère des milliards de bactéries qui consomment des mauvaises odeurs
- Les onglets intégrés permettent de suivre la fréquence de changement du tamis
- Fonctionne aussi bien dans les urinoirs conventionnels que sans eau

Spécifications :

Couleur	Divers
DIN	Non
Odeur	Divers
pH	Non déterminé
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Non
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication

Codes :

- **Code de produit :** 50264 (Cocombre et melon)
50260 (Menthe)
50262 (Mangue)
50266 (Pomme épicée)
50268 (Thé des bois)
50269 (Non parfumé)
- **UPC :** 0 56069 50264 1 (Cocombre et melon)
0 56069 50260 3 (Menthe)
0 56069 50262 7 (Mangue)
0 56069 50266 5 (Pomme épicée)
0 56069 50268 9 (Thé des bois)
0 56069 50269 6 (Non parfumé)

Format disponible :



Tamis

Emballage :

- Tamis :** 6,5" x 5,75" x 0,75" (16,5 x 14,6 x 1,9 cm)
1,9 oz (0,12 lb / 0,05 kg)
- Boîte :** 10" x 7,38" x 8,75"
1,8 lb (0,8 kg)
10 par caisse

